

Réseaux Paton Hawksley

202340/202341/202342/202343

Utilisation possible :

- Lors d'expériences de dispersion
- Sur goniomètre et spectrogoniomètre
- Sur banc optique (à l'aide d'un porte réseau sur tige)



Caractéristiques :

Composé d'un film holographique collé par UV sur un substrat de verre et protégé par une lame mince.
 Dimension totale : 65x50 mm
 Dimension utile : 45x30 mm


Nombre de traits/mm	Réf.
100 traits/mm	202340
200 traits/mm	202341
300 traits/mm	202342
600 traits/mm	202343

Filtres anticaloriques

202420/202421

Caractéristiques :

- Substrat de verre de diamètre 40 mm (utile 38 mm) (202 421) ou 50 mm (utile 48 mm) (202 420).
- Traitement multicouche diélectrique sur une des faces
- Transmission typique :



OVIO

O P T I C S

www.ovio-optics.com

Lame à faces parallèles de précision

202358

Utilisation possible :

- Réglage des goniomètres par autocollimation
- Mesure d'indice et d'épaisseur de lames
- Décalage d'un faisceau à la traversée d'une lame inclinée

Caractéristiques :

- Epaisseur : 20 mm
- Hauteur : 40 mm
- Largeur : 40 mm
- Tolérance de surface : A/4
- Tolérance de parallélisme : 1 seconde d'arc



Des services au quotidien

Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Service technico-commercial

Pour la Métropole

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : export@ovio-instruments.com

Commander, suivre une commande

> Administration des ventes

Passer une commande

Fax : +33 (0)1 30 44 25 40

E-mail : optique@ovio-instruments.com

Courrier : OVIO Instruments - Service Clients

468, rue Jacques-Monod

CS 21900, 27019 Evreux CEDEX France

Suivre une commande

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : optique@ovio-instruments.com



Obtenir des conseils, un devis, une demande de démo



> Support technique, SAV

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

E-mail : SAV@ovio-instruments.com

Web : www.ovio-optics.com

Pour l'International

Tél : +33 (0)1 71 49 10 70

Attention : pour tout retour de matériel en SAV, merci de nous appeler au préalable.