



Bains pour eau et huile "Precistern"

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L'AMBIANCE +5 °C JUSQU'À 110 °C. STABILITÉ ±1 °C.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L'AMBIANCE +5 °C JUSQU'À 200 °C. STABILITÉ ±2 °C.

Gamme complète en capacités et accessoires.

Intérieur et extérieur en acier inoxydable.



CARACTÉRISTIQUES

Capacité depuis 2 litres jusqu'à 45 litres.

Double corps, cuvette intérieure estampée en acier inox. AISI 310 et meuble extérieur en acier inox. AISI 304.
Éléments chauffants en acier inox d'alliage spécial INCOLOY résistant à la corrosion et à la haute température.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général avec indicateur lumineux.

Thermostat hydraulique régulateur de température, synchronisé avec lampe de signalisation.

Lampe de signalisation du thermostat de sécurité.

MODÈLES

Code	Température maxi. °C	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm			Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Consom. W	Poids Kg
6000137	110	2	15	15	13	20	20	27	390	3,5
6000385	200	2	15	15	13	20	20	27	640	3,5
6000138	110	5	15	30	14	20	37	27	600	6
6000386	200	5	15	30	14	20	37	27	1110	6
6000140	110	12	15	30	30	20	40	42	1100	8
6000387	200	12	15	30	30	20	40	42	1400	8
6000141	110	20	15	48	30	20	58	42	1500	10
6000388	200	20	15	48	30	20	58	42	2100	10
6000142*	110	45	15	62	50	22	69	62	2400	18
6000389*	200	45	15	62	50	22	69	62	3800	18

Toutes les baignoires avec la plaque de protection des résistances.

* Avec robinet de vidange.

SÉCURITÉ:

NORME DIN 12877

PROTECTION PAR THERMOSTAT DE SÉCURITÉ EN CAS DE SURCHAUFFE OU MANQUE DE LIQUIDE, AVEC BAGUE DE BLOCAGE LIMITATEUR DE TEMPÉRATURE ET REARMEMENT MANUEL SITUÉ À L'ARRIÈRE DU BAIN.



ACCESSOIRES. Voir page 83.

ACCESSOIRES POUR "PRECISTERM", "PRECISDIG" ET "AGIBAT-20"

Adaptables aux bains modèles, "PRECISTERM", "PRECISDIG" et "AGIBAT-20"



Niveau constant amovible.

Code **6001400**

Note: Non compatible avec le couvercle forme toit et le Makrolon®.



Niveau constant fixe.

Code **6000123**

Uniquement pour bain "PRECISTERM"



Noix support pour thermomètre lecteur. Ouverture de fixation jusqu'à 40 mm.

Code **6000896**



Thermomètre lecteur.

Code

1000120 jusqu'à 120 °C.

1000200 jusqu'à 200 °C.

1000872 jusqu'à 120 °C, avec tige longue

pour le monter avec la couvercle forme toit.

1000873 jusqu'à 200 °C, avec tige longue

pour le monter avec la couvercle forme toit.

1. Couvercle forme toit avec orifice pour thermomètre.
2. Couvercle avec orifices et disques réducteurs de 105, 80, 60 et 37 mm Ø avec logement pour thermomètre.

Note: Le couvercle avec orifices empêche la fermeture du couvercle abattable.

3. Cadre support pour poser les portoirs.
4. Portoirs pour différents Ø de tubes.



Capacité litres	AGIBAT-20	Pour bain code PRECISTERM	PRECISDIG	1 Couvercle forme toit	2 Couvercle à orifices et disques réducteurs	3 Cadre support pour portoirs
2		6000137 - 6000385		-	6003231 1 place	-
5		6000138 - 6000386 - 6001195* - 6001236*		6000710	6003232 2 places	1001199
12		6000140 - 6000387 - 6001196* - 6001237*		6000711	6003234 4 places	1001200
20	6032012* 6032013*	6000141 - 6000388 - 6001197* - 6001238*		6000712*	6003236 6 places	1001201
45		6000142* - 6000389* - 6001198* - 6001239*		6000714	6001603 12 places	1001205

* Avec robinet de vidange. *Pour tous les bains, à l'exception de ceux fournis avec couvercle Makrolon®.

Capacité litres	Pour bains PRECISDIG avec Makrolon® couvercle	2 Couvercle à orifices et disques réducteurs	3 Cadre support pour portoirs
12	6001186	6003234 4 places	1001200
20	6001187	6003236 6 places	1001201
45	6001188	6003236 12 places	1001205

4 Portoirs adaptables au cadre-support				
Code	Pour tubes Ø mm	Capacité tubes portoirs	Dim. portoirs Haut. / Lang. / Prof. (util) cm	Nombre de portoirs pour bain capacité litres
1001202	13	36	8 8,2 23,6	1 3 5 10
1001203	16	24	8 8,2 23,6	1 3 5 10
1001204	20	24	8 8,2 23,6	1 3 5 10

Anneaux de stabilisation par leur poids, ils stabilisent des récipients immergés comme: ballons, erlenmeyers, fioles, etc. Voir page 171.



Distribué par
Le Laborantin
www.lelaborantin.com
clients@lelaborantin.com